

EXTRA

PadSil PDS

Medidas tomadas a 6 cm del ápice distal

CÓDIGO	TAMAÑO	ESPESOR (MM)	CIRCUNFERENCIA (CM)
PDS-S	16-20	3	14-19
PDS-M	24-26	3	20-23
PDS-L	28	3	24-27
PDS-XL	32	3	28-31
PDS-XXL	38-44	1.5	32-35
PDS-XL 1.5	32	1.5	28-31
PDS-XXL 1.5	38-44	1.5	32-35

Skin Reliever ENCP

Medidas tomadas a 6 cm del ápice distal

CÓDIGO	ESPESOR (MM)	CIRCUNFERENCIA (CM)
ENCP-16	Cónico 3-1.5	10-19
ENCP-20	Cónico 3-1.5	20-27
ENCP-28	Cónico 3-1.5	28-37

EasySkin TSK

Especificaciones de medición

CÓDIGO	LONGITUD DEL PIE	TOBILLO	PANTORILLA
TSK-xx-S (Small)	Min. 18 cm Máx. 23 cm	Min. 17 cm Máx. 22 cm	Min. 25 cm Máx. 35 cm
TSK-xx-L (Large)	Min. 23 cm Máx. 30 cm	Min. 22 cm Máx. 29 cm	Min. 35 cm Máx. 45 cm

